

緊急通報装置のご使用方法について

しんどい時

身体の調子が悪い時などの
非常時や健康相談がしたい時に


- ①「ブザーひも」を引く
- ②「充電器を抜き差しすると、また充電できます。」

OK

※②は充電状況により、
表示されない場合もございます。



- ③「相談センターに電話」



を押してください

③

「相談センター」にて24時間
いつでも看護師がご相談に応じます

- ※①「ブザーひも」を引くと音が
鳴りますが通報はしていません
- ※②必ず「相談センターに電話」
を押してください



※電波状況によっては通話等が不安定になる可能性があります。

電話を切る時

- ④ 相談が終わればブザーがまた鳴りますので、
ブザーボタンを押し戻してください

④



充電方法

- ⑤ 充電ケーブルを側面に差すと、赤くランプが光ります



* 常時、差して
おいてください



電源の入れ方



電源キー
長押し 2秒



音量キー下側
長押し 2秒



マナーモードの解除方法